

# CellaVision® Proficiency Software



## Descripción del producto

CellaVision® Proficiency Software es una herramienta innovadora diseñada para ayudar a los gestores de laboratorios a evaluar, monitorear y promocionar las habilidades del personal en el área de la morfología celular. Esta herramienta basada en la web facilita la estructuración de un proceso eficaz para evaluar la proficiencia y la promoción de competencia técnica, lo cual ahorra tiempo, esfuerzos y recursos.

Implementado solo o en conjunto con analizadores CellaVision y sus aplicaciones de soporte, CellaVision Proficiency Software actúa como una plataforma de promoción de habilidades en el área de la morfología celular y facilita los esfuerzos por proporcionar resultados más exactos y estandarizados.

## ¿Cómo funciona?

- El software se diseñó para evaluar la capacidad del equipo para realizar el recuento diferencial de sangre y fluidos corporales;
- Se puede acceder a la herramienta desde cualquier computadora conectada a Internet, con un inicio de sesión seguro en cuentas personalizadas de usuarios;
- El examinador puede crear situaciones de evaluación mediante la inclusión de láminas digitales, desde su propia base de datos CellaVision DM o a partir de una biblioteca de láminas digitales proporcionada por CellaVision;
- Los participantes son notificados automáticamente cuando hay una nueva evaluación disponible y reciben instrucciones para realizar los recuentos diferenciales en una o más láminas digitales;
- Una vez finalizada, los participantes pueden ver sus resultados, compararlos con los del examinador y con los demás participantes;
- El examinador recibe automáticamente un informe de desempeño que destaca áreas que requieren una mayor capacitación y desarrollo de competencia técnica.

## ¿Cuáles son las ventajas de CellaVision® Body Fluid Application?

- Adecuado para empresas de cualquier tamaño;
- Puede personalizarse para explorar habilidades faltantes o satisfacer necesidades específicas de capacitación;
- Las pruebas son rápidas y fáciles de crear y gestionar;
- Los participantes pueden ingresar y realizar las pruebas de manera sencilla y rápida;
- Los resultados se compilan automáticamente;
- Es muy fácil volver a pruebas anteriores para controlar el progreso de los participantes.

## Características

- En línea, con acceso instantáneo a través de un navegador de Internet y desde cualquier lugar;
- Mecanismo de notificación integrado para los participantes;
- Informes automáticos para el examinador;
- Feedback automático para los participantes.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

### Especificaciones recomendadas para PC

- Sistemas operativos: Win Vista/ Win 7 / Win 8 / Win 10
- Navegador: Última versión de Internet Explorer
- 2 GB RAM
- Ancho de banda de 8 Mbps
- Resolución de pantalla de 1920 x 1080

### Dependencias

- Microsoft Silverlight;
- Transfer Tool (solo se puede utilizar con CellaVision® Remote Review Software, versión 3.1 o superior).

### Licencias

Seleccione una gama de opciones de licencia:

- 10, 30, 50, 70 o 100 usuarios;
- 3 o 7 años.

---

Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

---