



Le pouvoir dans une nouvelle dimension

CN-3000™ & CN-6000™

Analyseurs de coagulation sanguine entièrement automatisés

Une productivité élevée dans un encombrement réduit

Les solutions Sysmex CN-6000 et CN-3000 sont des analyseurs d'hémostase entièrement automatisés, compacts et à haut débit, qui regroupent les tests de routine et les tests spécialisés sur une seule unité. Fournissant des résultats fiables et de haute qualité, les analyseurs de la série CN™ de Sysmex associent une technologie à longueurs d'onde multiples éprouvée, des vérifications pré-analytiques et une gestion intelligente du flux de travail pour répondre aux besoins d'automatisation des laboratoires très sollicités.

Principes/technologies	coagulation, chromogène, immunoturbidimétrie, agrégométrie
Débit	CN-6000 : PT - 450 tests/h ; PT/APTT - 401 tests/h CN-3000 : PT - 225 tests/h ; PT/APTT - 215 tests/h
Paramètres	jusqu'à 60 paramètres peuvent être analysés simultanément
Méthodes d'analyse	mesure de la dilution, multi-dilution (MDA), mélange croisé, répétition automatisée, re-dilution et test réflexe
Source lumineuse	LED avec capacité multi-longueur d'onde (340 nm, 405 nm, 575 nm, 660 nm, 800 nm)
Contrôles pré-analytiques	Contrôle de l'hémolyse, de l'ictère et de la lipémie (dépendamment de l'essai) Contrôle du volume de l'échantillon
Échantillonnage	Fonctionnalité de perçage du bouchon, position STAT dédiée
Capacité de chargement	30 tubes avec échantillonneur standard ; chargement continu 120 tubes avec module d'échantillonnage optionnel ; chargement continu
Capacité de chargement	jusqu'à 250 essais avec 2-12 points/courbe

Résultats des tests enregistrés	jusqu'à 10 000 échantillons
Méthodes de contrôle de qualité	Levy-Jennings ; règle multiple de Westgard 120 fichiers avec un maximum de 1 200 points de données chacun
Dimensions L x H x P	23.4" x 53.1" x 35.7" / 230 lbs (sans UTI et moniteur) 41,7" x 53,1" x 40,6" (avec échantillonneur/chariot et boîte à déchets de cuvettes en option)

Sysmex Corporation

1-5-1-Wakino-hama-Kaigandori Chuo-ku, Kobe 651-0073, Japan · Phone +81 78 265-0521 · www.sysmex.co.jp

Sysmex America, Inc.

577 Aptakisic Road, Lincolnshire, IL 60069, U.S.A. · Phone +1 800 379-7639 · www.sysmex.com/us

Sysmex Canada, Inc.

2680 Skymark Ave, Suite 1001, Mississauga, ON L4W 5L6 Canada · Phone +1 905 366-7900 · www.sysmex.ca

Sysmex Latin America and the Caribbean

Rua Joaquim Nabuco 615 - Bairro Cidade Jardim, São José dos Pinhais Paraná - Brasil - CEP 83040-210 · Phone +55 41 2104-1314 · www.sysmex.com.br