

Sysmex, chef de file dans le domaine des produits et services de laboratoire clinique, propose une gamme complète d'analyseurs d'hémostase et de réactifs pour soutenir le diagnostic et le traitement de vos patients les plus critiques. Des tests de coagulation de routine aux tests spécialisés, nos solutions garantissent des résultats rapides et précis pour le suivi des troubles hémorragiques et thrombotiques.

Les réactifs d'hémostase et les kits d'analyse fournis par Sysmex sont testés et reconnus par l'industrie, fournissant une aide au diagnostic pour la surveillance des anticoagulants, l'évaluation du risque de saignement et le dépistage de la thrombophilie. Associés aux analyseurs de coagulation sanguine automatisés Sysmex de la série CA™ et de la série CN™, les laboratoires de toutes tailles et besoins peuvent trouver la solution d'hémostase adaptée à leurs patients et à leurs besoins en termes de flux de travail.

Application d'essai par analyseur

Essai	CA-620	CA-660	CN-3000	CN-6000
PT	✓	✓	✓	✓
aPTT	✓	✓	✓	✓
Fibrinogène	✓	✓	✓	✓
D-Dimère		✓	✓	✓
Héparine		✓		
Temps de thrombine	✓	✓	✓	✓
Antithrombine		✓		
Lupus	✓	✓	✓	✓
Protéine C (Chrom)			✓	✓
Protéine C (caillot)	✓	✓		
Facteur VII	✓	✓		
Facteur VIII	✓	✓		
vWf Ac		✓	✓	✓
vWf Ag		✓	✓	✓
Temps de Reptilase	✓	✓		

Réactifs et kits d'hémostase

Essais de routine

PT

Innovin™
Thromborel™ S

Emballage

10 x 4mL, 10 x 10mL, 12 x 20mL
10 x 4mL, 10 x 10mL

APTT

Actin™
Actin™ FS
Actin™ FSL
Pathromtin™ SL

10 x 2mL, 10 x 10mL
10 x 2mL, 10 x 10mL
10 x 2mL, 10 x 10mL
10 x 5mL, 20 x 5mL

Fibrinogène

Thrombin
Kit de détermination du fibrinogène

10 x 2mL, 10 x 5mL
6 x 1mL Réactif Thrombine
1 x 1mL Standard Fibrinogène
2 x 15mL Tampon Veronal d'Owren

Temps de thrombine

Test Thrombin

10 x 5mL

Batroxobine

Réactif à la batroxobine

2 x 5mL

Hémophilie

Facteurs intrinsèques

Plasma déficient en facteur VIII

8 x 1mL

Facteurs extrinsèques

Plasma déficient en facteur VII

3 x 1mL

Panel Von Willebrand

INNOVANCE™ VWF Ac Kit
vWF Ag Kit

3 x 2mL Réactif I, 3 x 3.5mL Réactif II, 1 x 2.5mL Réactif III
4 x 2mL de réactif, 4 x 4mL de diluant de réactif, 4 x 5mL de tampon



Thrombophilie

Antithrombine

Kit INNOVANCE™ Antithrombin

150, 300 ou 450 tests/kit*

Protéine C

Berichrom™ Protein C Kit

133 ou 200 tests/kit*

Kit de réactifs pour la protéine C

60 tests/kit*

Anticoagulant du lupus

LA 1 Dépistage

10 x 2mL

LA 2 Confirmation

10 x 1mL

Surveillance des anticoagulants

Héparin

INNOVANCE™ Anti-Xa

180 tests/kit*

Fibrinolyse

D-Dimer

INNOVANCE™ D-Dimer Kit

150 or 300 tests/kit*

*Le nombre de tests par kit est approximatif

INNOVANCE™ D-Dimer



Sysmex Corporation

1-5-1-Wakinohama-Kaigandori Chuo-ku, Kobe 651-0073, Japan · Phone +81 78 265-0521 · www.sysmex.co.jp

Sysmex America, Inc.

577 Aptakisic Road, Lincolnshire, IL 60069, U.S.A. · Phone +1 800 379-7639 · www.sysmex.com/us

Sysmex Canada, Inc.

2680 Skyway Ave, Suite 1001, Mississauga, ON L4W 5L6 Canada · Phone +1 905 366-7900 · www.sysmex.ca

Sysmex Latin America and the Caribbean

Rua Joaquim Nabuco 615 - Bairro Cidade Jardim, São José dos Pinhais Paraná - Brasil - CEP 83040-210 · Phone +55 41 2104-1314 · www.sysmex.com.br